

Pro bezpečnost na operačních sálech.

Rukavice se vyznačují vysokou pružností a mechanickou pevností.

Představují účinnou ochrannou bariéru, nasazování usnadňuje ohrnutý okraj manžety.

Surgilex PLUS – chirurgické rukavice latexové, pudrované

- pudrované přírodním kukuřičným škrobem, který izoluje dlaň od latexové vrstvy
- texturovaný povrch úchopné části rukavice poskytuje záruku jistého uchopení nástroje
- vysoká odolnost proti roztržení jak na počátku, tak na konci doby použitelnosti
- sterilizované ethylenoxidem nebo radiací
- exkluzivní tvar rukavic, který umožňuje dokonalé anatomické přizpůsobení prstům a jejich přirozenější pohyb; pomáhá navíc rozlišit pravou rukavici od levé
- [návod k nasazení rukavic](#)

Surgilex – chirurgické rukavice latexové, nepudrované

- bez pudrovacího prostředku
- polymerová úprava vnitřní strany chrání povrch dlaní před latexem a usnadňuje nasazování i při vlhkých rukou
- texturovaný povrch úchopné části rukavice poskytuje záruku jistého uchopení nástroje za suchých i vlhkých podmínek
- vysoká odolnost proti roztržení jak na počátku, tak na konci doby použitelnosti
- sterilizované radiací
- exkluzivní tvar rukavic, který umožňuje dokonalé anatomické přizpůsobení prstům a jejich přirozenější pohyb; pomáhá navíc rozlišit pravou rukavici od levé
- [návod k nasazení rukavic](#)

Použití:

- použití v invazivní chirurgii za účelem ochrany pacienta a uživatele před infekcí a znečištěním

Druhy:

- sterilní
- pudrované a nepudrované

Rozměry a balení:

- 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0
- 50 párů

