

Nevstřebatelná super ultralehká chirurgická síťka vyrobena speciální pletací technikou z monofilního polypropylenového vlákna. Má modrou orientační čáru, která usnadňuje viditelnost a umístění výrobku v operačním poli.

Jedná se o nejnovější generaci implantátů používaných při chirurgické léčbě břišní kýly. Díky struktuře a velmi nízké hmotnosti jsou síťky mimořádně jemné a snadno použitelné.

Struktura umožňuje tkáni dobře prorůst bez tzv. přemosťovacího efektu. Implantát tak zůstává pružným i po dlouhou dobu po zákroku, což významně zvyšuje kvalitu života pacienta.

Použití:

doporučovány jsou k rekonstrukčním operacím při náhradě defektů měkkých tkání nebo jejich posílení v případech, jako:

- primární a sekundární břišní kýla
- kýla v pooperační jizvě
- femorální kýla
- tříselná kýla
- pupeční kýla
- kýla s velkou brankou

Doporučuje se použít k léčbě kýly s malým defektem pojivové (fasciální) tkáně – průměr branky do 5 cm.


Druhy:

- sterilní (sterilizováno etylenoxidem)

Rozměry a balení:

- od 50 mm x 60 mm do 200 mm x 200 mm
- jednotkové balení (lepenková obálka) obsahuje jeden kus produktu zabalený do dvojitého papírového sáčku s etiketou a připojeným návodem k použití

Více detailů na: www.optomesh.com



>>