

Nevstřebatelné lehké chirurgické síťky k léčbě kýly jsou vyrobeny z monofilového polypropylenového vlákna. Varianty L-Pore a S-Pore mají modré orientační čáry, které usnadňují viditelnost a umístění výrobku v operačním poli.

Implantáty jsou dostupné v široké škále velikostí, s různou hmotností a mechanickými vlastnostmi, které byly uzpůsobeny velikosti kýlní brány.

Síťky neobsahují látky alogenního nebo živočišného původu.

Použití:

doporučovány jsou k rekonstrukčním operacím při náhradě defektů měkkých tkání nebo jejich posílení v případech, jako:

- primární a sekundární břišní kýla
- kýla v pooperační jizvě
- femorální kýla
- tříselná kýla
- pupeční kýla
- kýla s velkou brankou


Druhy:

- L-PORE – síťka s velmi velkými oky (plocha přibližně 6 mm²)
- M-PORE – síťka s velkými oky (plocha přibližně 4 mm²)
- L-PORE – síťka s malými oky (plocha přibližně 1,3 mm²)
- sterilní (sterilizováno etylenoxidem)

Rozměry a balení:

- každá verze od 50 mm x 60 mm do 300 mm x 300 mm
- baleno v dvojitým papírovém sáčku a v krabici po 1 nebo 3 ks

Více detailů na: www.optomesh.com



MD

Sterilní prostředky jsou certifikovány oznamovacím subjektem PCBC SA a nesou značku CE s číslem 1434

>>