

Lehké urologické pásy jsou nejnovější generací závěsných implantátů používaných při léčbě ženské stresové močové inkontinence. Jsou spleteny z průhledného a modrého monofilového polypropylenového vlákna. Modré orientační čáry podél pásy ulehčují proces implantace a zvyšují viditelnost implantátu v operačním poli. Páska je na obou koncích opatřena modrými smyčkami, které umožňují bezpečný průchod anatomickými strukturami pacientek. Také úchyty jsou vyrobeny z monofilového polypropylenového vlákna. Díky ultralehké povrchové hmotě, netraumatizujícím hranám, vynikajícím parametrům pevnosti, vysoké pružnosti a velmi dobré organické kompatibilitě, je možné produkt bezpečně a efektivně používat při chirurgické léčbě močové inkontinence.

Použití:

- Pro chirurgickou léčbu stresové močové inkontinence u žen s použitím tahu prosté metody TVT nebo TOT (včetně TVT-O), která umožní tahu prosté uchycení syntetických pásek.
- Implantace následujícími metodami: Tension Free Vaginal Tape (TVT), Trans Obturator Tape (TOT) nebo Tension Free Vaginal Tape-Obturator (TVT-O).

Druhy:

- sterilní (sterilizované ethylenoxidem)

Rozměry a balení:

- v délce 30 a 45 cm
- baleno v dvojitém papírovém obalu s klínkem a dále v kartonové krabici po 1 ks

Více informací na: www.dallop-nm.com

