

Pomalu tuhnoucí sádrový obvaz se vyznačuje 12-minutovou dobou tuhnutí a možností jeho modelování po dobu až 6 minut, což značně usnadňuje práci na velkých a komplikovaných sádrových obvazech.

- speciálně navržené jádro s perforací umožňuje rovnoměrné a rychlé nasáknutí obvazu

Použití – specifické pro dlouhou dobu tuhnutí:

- dlouhá doba modelování umožňuje práci na velkých a komplikovaných sádrových obvazech, např. sádrových korzetech
- dlouhá doba tuhnutí umožňuje dokonalé spojení všech vrstev sádrového obvazu
- parametry: doba namáčení cca 5 sekund, doba tuhnutí 12 minut, doba modelování cca 5-6 minut
- vysoká pevnost umožňuje první zátěž již po cca 20-25 minutách

Druhy:

- sádrový obvaz

Rozměry a balení:

- bílý sádrový obvaz

3-metrový v šířkách 6 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm, 15 cm, 20 cm

4-metrový v šířkách 15 cm, 20 cm

balení po 2 ks

