

Netkaná horní vrstva absorbuje tekutiny z nástrojů používaných během operace a ochranný film zabrání prosáknutí tekutin na stůl.

Teleskopické skládání usnadňuje nasazování návleku na stolek a chrání jej před náhodným zašpiněním, zdrsňený povrch fólie zabraňuje sklouznutí návleku.

Vyhovuje požadavkům normy EN 13795.

Použití:

- zakrytí instrumentačního stolu

Druhy:

- standardní
- se silnější fólií

Rozměry a balení:

- rozměry: 145 cm x 80 cm
- sterilní (sterilizované ethylenoxidem): baleno v papírovém sáčku s fólií po 1 ks; navíc, jednotlivé roušky lze zabalit do kartonového dávkovače, který umožňuje organizaci a skladování produktů v nemocnici

