

Materiál, z něhož jsou pásky vyrobeny, je pružný, což zajišťuje jejich tvárnost, použitý princip „fingerlift“ umožňuje rychlou aplikaci.

Páska se suchým zipem se skládá ze dvou částí: háčků a poutek. Obě části mají lepicí plochu překrytou papírem s “fingerliftem”. Jedna část pásky se upevní na vybrané místo na roušce, kdežto druhou část lze opakovaně odepínat nebo opět zapínat podle potřeby.

Použití:

- k připevnění roušek, drénů, kabeláže

Druhy:

- se suchým zipem nebo bez něj

Rozměry a balení:

- sterilní (sterilizované ethylenoxidem): baleno v papírovém sáčku s fólií, po 1 nebo 2 ks
- rozměry: 50 cm x 9 cm, 50 cm x 10 cm, 90 cm x 5 cm, 75 cm x 10 cm (bez suchého zipu) a 25 cm x 2 cm (se suchým zipem)



>>