

Nevstřebatelná chirurgická kýlní síťka se vyrábí z polypropylenové multifilamentní příze. Mezi charakteristické vlastnosti sítky patří: vysoká mechanická odolnost, dobrá fixace a vícesměrná tvarová paměť, netřepivé okraje a odolnost při přišívání okrajů. Nevyvolává zánětlivé reakce, nepodporuje senzibilizační aktivitu a není cytotoxická, což umožňuje rychlý růst pojivové tkáně a zkracuje se doba hojení.

Použití:

Doporučuje se při rekonstrukci defektů měkkých tkání v následujících případech:

- primární a opakující se břišní kýly
- velké kruhové pooperační kýly
- tříselné kýly

Druhy:

- TDM – měkká kýlní síťka aplikovaná při operacích tříselné kýly
- sterilní (sterilisováno ethylenoxidem)

Rozměry a balení:

- od 50 mm x 60 mm do 300 mm x 300 mm
- baleno po 1 ks v dvojitěm papírovém sáčku s fólií a v lepenkové obálce

