

- vyrobeno ze 4vrstvého měkkého zdravotnického netkaného textilu
- malá velikost s vysokou absorpční kapacitou
- trvale připojené rentgenově detekovatelné vlákno
- vlákno umožňuje rychlou a neinvazivní identifikaci výtěrů v operačním poli – slouží však pouze jako identifikační prvek, nelze jej použít k odebrání tampónu z operačního pole
- tampóny jsou umístěny na speciální kartonový dávkovač tak, aby se navzájem nezamotaly do jednotkového balení

## Použití:


pro odvádění mozkomíšních tekutin a krve během neurochirurgických výkonů

## Druhy:

- sterilní

## Rozměry a balení:

- sterilní: 10 neurochirurgických tampónů v blistru a 25 blisterů v papírové krabičce
- dostupné rozměry – velikost v mm: 10 x 10, 10 x 50, 10 x 100, 15 x 15, 15 x 100, 20 x 40, 20 x 50, 20 x 60, 20 x 100, 25 x 25, 25 x 75, 25 x 100, 30 x 30, 30 x 50, 30 x 75, 30 x 90, 50 x 90



>>