

Pro uživatele s přecitlivělostí na latex.

Rukavice neobsahují ve složení přírodní kaučuk a vyznačují se vysokou odolností proti roztržení.

Poskytují účinnou ochrannou bariéru, ohnutý okraj manžety umožňuje praktické a bezpečné navlékání.

Ambulex NITRYL – vyšetřovací rukavice nitrilové, nepudrované

- bez pudrovacího prostředku
- vysoká odolnost proti roztržení jak na počátku, tak na konci doby použitelnosti rukavic
- zdrsňený povrch konečků prstů zajišťuje bezpečné uchopení nástroje
- univerzální tvar vhodný pro obě ruce
- dostupné barvy: modrá, fialová, černá (ideální nejen pro zdravotnické účely, ale zejména pro tetovací salony), bílá (mají prodlouženou manžetu, která umožňuje lepší ochranu před infekcemi)

Nepudrované rukavice v následujících barvách: modrá, bílá a černá jsou klasifikovány jako osobní ochranné prostředky kategorie III, vyhovující normě EN 374. Před nasazením rukavic si pozorně přečtěte [návod k použití](#). Podrobnější informace o chemické odolnosti získáte u svého obchodního zástupce.

[Ambulex NITRYL Modré – Prohlášení o shodě](#)

[Ambulex NITRYL Černé – Prohlášení o shodě](#)

[Ambulex NITRYL Bílé – Prohlášení o shodě](#)

Použití:

- pro lékařská vyšetření
- pro diagnostické nebo léčebné zákroky
- pro nakládání s kontaminovaným materiálem

Druhy:

- nesterilní
- nepudrované

Rozměry a balení:

- modré, fialové, bílé: XS, S, M, L, XL
- černé: S, M, L
- v dávkovací krabičce po 100 ks



>>