

- vyrobeno z bílé netkané textilie, která se snadno přizpůsobí tvaru těla
- porézní netkaná textilie umožňuje volné dýchání pokožky a usnadňuje odpařování potu
- vroubkované hrany po obou stranách pásky umožňují snadné ruční odtržení náplasti v požadované délce
- akrylové lepidlo nezpůsobuje podráždění pokožky, zvyšuje její volné dýchání a je pokožkou velmi dobře snášeno

## Použití:

- pro zajištění obvazu na citlivých částech těla
- pro fixaci sond, katétrů a dalšího zdravotnického materiálu nižší hmotnosti u osob s citlivou pokožkou

## Druhy:

- nesterilní

## Rozměry a balení:

- dostupné v délce: 5 m a 9.14 m a v šířce 1.25 cm, 2.5 cm a 5 cm
- nesterilní: balení - v závislosti na rozměru



**MD**

