

- podkladový materiál z bílé elastické netkané textilie, díky níž se krytí výborně tvarově přizpůsobí kanyle a tělu pacienta
- porézní netkaná textilie umožňuje volné dýchání pokožky
- speciální nástřih pro kanylu usnadňuje aplikaci krytí
- vložka s mikrosítkou chrání před přilnutím krytí k ráně
- přídatný absorpční polštářek, který slouží jako podložka pod koncovku kanyly
- použité akrylové lepidlo nezpůsobuje podráždění pokožky
- zaoblené okraje krytí brání předčasnému odlepení od pokožky pacienta
- široká záložka ochranného papíru umožňuje snadnou aplikaci krytí i v rukavicích

Použití:

- pro sterilní ošetření rány v místě vpichu a současně fixaci zavedené kanyly

Druhy:

- sterilní

Rozměry a balení:

- sterilní: baleno jednotlivě v krabičce po 50 ks
- rozměry: 5.8 cm x 8 cm, 7.2 cm x 5 cm

