

- podklad z bílé, pružné, netkané textilie, díky níž se obvaz výborně tvarově přizpůsobí tělu pacienta a neomezuje jeho pohyb
- porézní netkaná textilie umožňuje volné dýchání pokožky
- absorpční polštářek je umístěn ve středové části náplasti, lepicí část mimo polštářek zaručuje udržení krytí na svém místě
- vložka s mikrosítkou chrání před přilnutím krytí k ráně
- použité lepidlo nezpůsobuje podráždění pokožky
- zakulacené okraje obvazu brání jeho předčasnému odlepení od pokožky pacienta
- široká záložka ochranného papíru umožňuje snadnou aplikaci i v rukavicích
- obvaz propouští rentgenové záření

Použití:

- pro ošetření pooperačních a jiných ran, poranění a oděrek

Druhy:

- sterilní
- tvary: obdélníkový, oválný (po operacích oka)

Rozměry a balení:

- sterilní: balení po 25 ks, 50 ks nebo 100 ks v závislosti na rozměru
- obdélníkový ve velikostech: 7.2 cm x 5 cm, 10 cm x 6 cm, 10 cm x 8 cm, 15 cm x 8 cm, 20 cm x 10 cm, 25 cm x 10 cm, 30 cm x 10 cm, 35 cm x 10 cm
- oválný ve velikosti: 6.5 cm x 9.5 cm



MD

Sterilní prostředky jsou certifikovány oznamovacím subjektem Superiore di Sanità a nesou značku CE s číslem 0373

