

Určené pro balení těžších a objemnějších výrobků, např. setů nástrojů, prádla. Chemické indikátory procesu sterilizace jsou natištěny v bezpečné oblasti sváru.

Výrobek splňuje požadavky norem EN 868-5, EN ISO 11607-1, EN ISO 11607-2, EN ISO 11140-1.

Použití:

- obal pro sterilizaci párou (STEAM), ethylenoxidem (EO) a formaldehydem (FORM)

Druhy:

- sáčky
- role

Rozměry a velikost:

- sáčky – široká škála velikostí od 50 mm do 600 mm; délka od 150 mm do 900 mm; balení po 100 ks
- role – široká škála velikostí : šířka od 50 mm do 900 mm; délka od 60 m do 200 m; balení po 1 ks



**MD**

>>