

Díky výborným parametrům odolnosti proti proděravění otěrem a proražení je netkaná textilie určena pro využití jako sterilizační obal pro materiál o vyšší hmotnosti, např. střední a velká ortopedická síta. Vyznačuje se také měkkostí, což usnadňuje balení.

Lze ji využívat jako sterilní podložku, pro zakrytí pracovních ploch, vozíků. Jedná se o antireflexní materiál, který nešustí, je antistatický a bezprašný.

Výrobek splňuje požadavky norem PN-EN 868-2, PN EN ISO 11607-1.

Použití:



- jako obal pro sterilizaci vodní párou (STEAM), ethylenoxidem (EO) a pro radiační sterilizaci (R)

Druhy:

- archy v barvě modré nebo zelené

Rozměry a balení:

- různorodá škála rozměrů: od 500 mm x 500 mm balení po 500 ks do 1370 mm x 1830 mm balení po 50 ks



>>