

Návleky mohou být vyrobeny z polypropylénové netkané textilie nebo fólie. V nabídce jsou jak vysoké návleky, které lze zafixovat šňůrkami, tak nízké s gumičkou.

Použití:


- ochrana před zanesením nečistot zachycených na obuvi do prostor, v nichž je nutné zachovávat čistotu

Druhy:

- netkané: se šňůrkami, s gumičkou
- fólie: s gumičkou
- nesterilní
- barva: modrá

Rozměry a balení:

- nesterilní: baleno ve fóliových sáčkích po 100 ks
- sterilní: baleno v blistru po 2 ks



>>