

- vyrobeno z netkané textilie
- netřepí se
- textilie umožňuje stříhání bez rizika uvolnění vláken
- vysoká absorpce
- velmi měkké, výborně se přizpůsobí tvaru těla
- možnost sterilizace

Použití:

- pro absorpci tekutin během ambulantních a operačních zákroků (sterilní)
- pro hygienicko-kosmetické účely (nesterilní)

Druhy:

- sterilní (sterilizované parou) a nesterilní
- v gramážích 30 a 40
- s RTG kontrastním vláknem a bez
- vázané nebo balené volně
- 4-, 6-, 8-vrstvé

Rozměry a balení:

- nesterilní: 5 cm x 5 cm, 7,5 cm x 7,5 cm, 10 cm x 10 cm, 10 cm x 20 cm, baleno v papírových sáčkích po 100 ks
- sterilní: 5 cm x 5 cm, 7,5 cm x 7,5 cm, 10 cm x 10 cm, 10 cm x 20 cm, baleno v blistrech po 2 ks, po 3 ks, po 5 ks

Zvláštní typ krytí z netkané textilie představuje krytí při tracheostomii:

- vyrobeno z netkané textilie určené pro výrobu krytí
- s nástřihem ve tvaru písmene „O“ nebo „Y“
- velmi měkké, výborně se přizpůsobí tvaru hadiček, drénů, katétrů

Použití:

- pro zajištění tracheostomických kanyl, katétrů a jiných typů vpichů

Rozměry a balení:

- sterilní: 5 cm x 5 cm, 7,5 cm x 7,5 cm, 10 cm x 10 cm v blistrech po 2 ks



MD

Prostředky jsou certifikovány oznamovacím subjektem
TUV Nord Polska Sp. z o.o. a nesou značku CE s číslem
2274

>>