

- vnitřní část zhotovena z kompresní netkané textilie
- vnější část zajištěná pletenou páskou ukončenou šňůrkami
- šňůrky k zavazování za hlavou slouží k upevnění obvazu pod nosem

Použití:

- pro absorpci tekutin po laryngologických zákrocích

Druhy:

- sterilní a nesterilní

Rozměry a balení:

- dostupné ve velikosti: 2,5 cm x 5 cm
- sterilní: balení po 1 ks
- nesterilní: balení po 50 ks



MD

Sterilní prostředky jsou certifikovány oznamovacím subjektem TÜV Nord Polska Sp. z o.o. a nesou značku CE s číslem 2274

>>