

- vnitřní část zhotovena z kompresní netkané textilie
- vnější část zajištěná pletenou páskou ukončenou šňůrkami
- šňůrky k zavazování za hlavou slouží k upevnění obvazu pod nosem

#### Použití:

- pro absorpci tekutin po laryngologických zákrocích

#### Druhy:

- sterilní a nesterilní

#### Rozměry a balení:

- dostupné ve velikosti: 2,5 cm x 5 cm
- sterilní: balení po 1 ks
- nesterilní: balení po 50 ks

