

Sesterské zdravotní čepice jsou vyrobeny z tenké polypropylénové netkané textilie. Dobře padnoucí střih čepic umožňuje důkladné zakrytí hlavy, k jejímu upevnění na hlavě slouží elastická a jemná gumička nebo šňůrky. Chrání operační pole před kontaminací vlasy, olupující se pokožkou, lupy nebo prachem.

Použití:

- na operačních sálech
- ochranný oděv pro návštěvy pacientů v nemocnicích

Druhy:

- baret
- sterilní (sterilizované parou) a nesterilní
- barva: modrá

Rozměry a balení:

- sterilní: baleno v blistrech po 1 ks
- nesterilní: baleno v kartonové krabici po 100 ks



MD

Sterilní prostředky jsou certifikovány oznamovacím subjektem TÜV Nord Polska Sp. z o.o. a nesou značku CE s číslem 2274

>>