

Obsahují roušky, které umožňují zakrytí pacienta způsobem zajišťujícím bezpečnost pacienta i zdravotnického personálu, a také další součásti, které jsou potřebné a užitečné při provádění různých zákroků.

Jednoduchá konstrukce roušek umožňuje rychlé a efektivní zakrytí pacienta a vymezení hranic operačního pole. Roušky obsažené v setech jsou označeny piktogramy informujícími o směru rozbalování.

Mezi další prvky, které usnadňují a urychlují přípravu operačního sálu patří: návleky/roušky na instrumentační stůlek, sáčky na tekutiny, fixační pásy, návleky na kabeláž a na zdravotnickou techniku, utěrky a zdravotnické oděvy.


Operační sety jsou vyrobeny ze surovin nejvyšší kvality, splňují požadavky normy EN 13795, a tudíž zajišťují uživateli bezpečnost.

Druhy (příklady):

- dostupné pouze ve sterilní verzi
- angiografické sety
- sety pro císařský řez (rozložení)
- sety na kardiochirurgické operace
- sety na kraniotomii
- sety na cytoskopii
- porodní sety (rozložení)
- sety na gynekologické operace
- sety na operace horních/dolních končetin
- sety na operace kyčelního kloubu
- sety na artroskopii kolenního kloubu (rozložení)
- sety na laparoskopické zákroky
- sety na operace očí
- sety pro plastické operace
- sety na operace ramenního kloubu
- sety na strumektomii
- sety na torakotomii
- univerzální sety (rozložení)
- sety na urologické zákroky (TUR, PCNL, URS)
- sety na operace křečových žil
- vertikální / izolační sety

Balení:

- sety jsou baleny ve sterilizačních obalech a jsou dostupné v dávkovači, který usnadňuje organizaci a skladování produktů v nemocnici



**MD**

**Sterilní prostředky jsou certifikovány oznamovacím subjektem TÜV Nord Polska Sp. z o.o. a nesou značku CE s číslem 2274**

>>