

Vyrobeny z netkané textilie nebo laminátů splňujících normu EN 13795. Upevňují se na končetinu pomocí fixačních pásek.

Použití:

- zabezpečení končetin během operace

Druhy:

- baleno zvlášť nebo jako součást operačních setů
- s fixační páskou nebo bez ní
- materiál: SMS, TF, Blue Special a Blue Comfort

Rozměry a balení:

- sterilní (sterilizované ethylenoxidem nebo vodní parou): baleno do sáčku z papíru s fólií po 1 ks
- rozměry: od 60 cm x 35 cm do 130 cm x 140 cm



MD

Sterilní prostředky jsou certifikovány oznamovacím subjektem TÜV Nord Polska Sp. z o.o. a nesou značku CE s číslem 2274

>>