

- plastová, průhledná nádoba dávkovače buničinových tamponů
- lze používat opakovaně - lze vymýt a dezinfikovat (nelze čistit alkoholem a nitroglycerinovými prostředky)
- produkt, který je možné objednat a umístit do dávkovače: buničinové tampony Matocell PAD MA-073-A002-001 - tampony v roli ve 2 řadách
- 4 protiskluzové gumové nohy

#### Použití:

- k uložení buničinových tamponů a snadnému a hygienickému vytahování tamponů na operačních sálech, v kosmetických salonech atd.

#### Druhy:

- nesterilní

#### Rozměry a balení:

- velikost: 185 mm x 125 mm x 145 mm
- nesterilní: baleno v krabici po 1 ks

