

Kontrola sekrece pro silně exsudující rány.

- absorpční vlastnosti výrobku umožňují jeho dlouhotrvající ponechání na ranách s velkým množstvím exsudátu a zároveň regulovat vlhkost tak, aby byly vytvořeny optimální podmínky pro proces léčby
- ochrana před mechanickým poškozením - vrstva měkké a pružné polyuretanové pěny minimalizuje důsledky případné sekundární traumatizace rány

Použití pro léčbu silně exsudujících ran, především u:

- popálenin
- pooperačních ran
- bércových vředů vznikajících při chronické žilní nedostatečnosti
- rozsáhlých traumatických poranění
- proleženin

Druhy:

- sterilní

Rozměry a balení:

- sterilní: 10 cm x 10 cm, balení po 5 ks

