

Pláště STANDARD jsou vyrobeny z polypropylénové netkané textilie. Plášť je volný, široký, důkladně zakrývá postavu. V rukávech jsou všity gumičky obepínající zápěstí. Zavazovací šňůrky jsou připevněny vzadu v pase.

#### Použití:

- ochranný oděv při diagnostických zákrocích
- pro návštěvy pacientů (ochrana před kontaminací olupující se pokožkou, vlasy apod.)

#### Druhy:

- nesterilní
- barva: modrá

#### Rozměry a balení:

- velikost: univerzální
- nesterilní: baleno ve fóliových sáčcích po 10 ks

