

Pláště jsou vyrobeny z polypropylénové netkané textilie. Plášť je volný, široký, důkladně zakrývá postavu lékaře. Rukávy jsou zakončeny polyesterovou bezprašnou manžetou. Vzadu na krku je umístěno zavazování, zepředu je upevněná tkanička, která po odtržení slouží k zavázání pláště v pase.

Použití:

- diagnostické zákroky s malým množstvím tekutin

Druhy:

- sterilní (sterilizované parou) a nesterilní
- barva: modrá

Rozměry a balení:

- velikosti: L, XL, XXL
- sterilní: baleno v papírovém sáčku s fólií po 1 ks
- nesterilní: baleno ve fóliových sáčcích po 10 ks



>>