

Protézy očních kostí se vyrábějí z polypropylénové příze. Vyznačují se vysokou pevností, nízkou měrnou hmotností a jsou hydrofobní, což přispívá k tomu, že nepohlcují tělní ani jiné tekutiny. Protézy jsou netoxické, chemicky inertní a dobře se vhojují, mají stejné fyzikální vlastnosti jako lidská kost. Při implantaci je lze snadno modelovat.

Použití:



- pro vyplnění defektů očních kostí (zygomatikoorbitální fraktury, izolované fraktury dna očnice) vzniklých v důsledku zlomenin střední obličejové části lebky po úrazech a z jiných důvodů

Druhy:

- sterilní (sterilizované vodní parou)
- standardí verze
- 3D verze – pravá a levá – anatomicky tvarovaná
- verze na míru

Rozměry a balení:

- standardní verze: 40 mm x 50 mm
- 3D verze: levá a pravá ve velikostech S, M, L
- baleno ve dvojitém sáčku papír-fólie se skladem a následně v kartonových obálgách po 1 ks



>>