

Řada plochých papírových obalů s fólií určených pro sterilizaci.

Vysoce kvalitní materiály použité pro výrobu obalů a validovaný technologický výrobní proces zajišťují perfektní „peel“ efekt – bezprašné otevírání obalů.

Díky tomu je minimalizováno riziko kontaminace částicemi celulózy, které se mohou odtrhnout při otevírání papírových obalů.

Použitý proužek lepidla umožňuje uzavření sáčku bez sváření.

Chemické indikátory procesu sterilizace vodní parou oxidem etylénu jsou natištěny na papíře v horní části sáčku mimo svár.

Výrobek splňuje požadavky norem EN 868-3, EN 868-5, EN ISO 11607-1, EN ISO 11607-2 and EN ISO 11140-1.

[Pokyny k uzavření sáčků](#)

Použití:

- jako obaly pro sterilizaci vodní párou (STEAM) a ethylenoxidem (EO)

Druhy:

- sáčky

Rozměry a balení:

- škále velikostí: šířka od 40 mm do 60 mm; délka od 90 mm do 1200 mm; balení po 100 ks



>>