

Estetická korekce jizev.

- používá se k rehabilitaci hypertrofických a keloidních jizev
- pravidelné používání jizvy zmenšuje a snižuje jejich zarudnutí
- lze přistříhnout na požadovanou velikost - díky tomu působí pouze na jizvu a nezpůsobuje maceraci zdravé pokožky, zbylou část krytí lze použít později k doléčení
- pro opakované použití - obvaz lze omýt a je možné jej používat v průměru tři týdny, díky tomu je používání velmi úsporné
- používá se v kombinované terapii spolu s kompresním návlekm Codopress®

Použití:

- léčba hypertrofických a keloidních jizev
- profylaxe u osob s tendencí k tvorbě hypertrofických a keloidních jizev

Druhy:

- nesterilní

Rozměry a balení:

- nesterilní: 7 cm x 7 cm, 7 cm x 14 cm, 14 cm x 14 cm, baleno po 1 ks



MD

Sterilní prostředky jsou certifikovány oznamovacím subjektem PCBC SA a nesou značku CE s číslem 1434

>>