

Chrániče rukávů jsou vyrobeny z netkané textilie potažené ochranným filmem, který je nepropustný pro kapaliny a mikroorganismy.

Použití:

- další ochrana při dlouhých zákrocích s větším množstvím uniklých tekutin

Druhy:

- sterilní (sterilizované ethylenoxidem)
- barva: modrá

Rozměry a balení:

- sterilní: baleno v papírovém sáčku s fólií po 1 ks nebo 1 páru



MD

Sterilní prostředky jsou certifikovány oznamovacím subjektem TÜV Nord Polska Sp. z o.o. a nesou značku CE s číslem 2274

>>