

Tvar i rozměry roušek umožňují zakrytí pacienta způsobem zajišťujícím bezpečnost pacienta i zdravotnického personálu při provádění nejrůznějších zákroků. Jednoduchá konstrukce roušek umožňuje rychlé a efektivní zakrytí pacienta a vymezení hranic operačního pole. Roušky jsou navíc označeny piktogramy informujícími o směru rozbalování.

Operační roušky jsou vyrobeny ze surovin nejvyšší kvality, splňují požadavky normy EN 13795, a tudíž zajišťují uživateli bezpečnost.

Příklady použití:


- pro angiografii
- při sekcích
- při operacích končetin
- pro gynekologické operace
- pro oční operace
- na porodních sálech
- pro urologické operace

Druhy:

- roušky jsou vyrobeny z laminátu (TF, Blue Special, Blue Comfort) nebo netkané textilie (SMS)
- aby bylo možné roušky co nejlépe přizpůsobit danému operačnímu zákroku, mohou být vybaveny dalšími přídatnými prvky, včetně lepicích pásek, nejrůznějších otvorů, výřezů, sáčků pro sběr tekutin, elastických prvků, incizní fólie, integrovaných nožiček, dalších absorpčních vrstev, kabelových organizérů

Rozměry a balení:

- široká škála velikostí
- sterilní, baleno ve sterilizačním balení po 1 ks; jednotlivé roušky mohou být navíc zabaleny do kartonového dávkovače, který umožňuje lepší organizaci a skladování produktů v nemocnici



MD

Sterilní prostředky jsou certifikovány oznamovacím subjektem TÜV Nord Polska Sp. z o.o. a nesou značku CE s číslem 2274

