

Operační čepice jsou vyrobeny z tenké polypropylénové netkané textilie. Díky dobré prodyšnosti zaručují vysokou úroveň pohodlí.

Chrání operační pole před kontaminací vlasy, olupující se pokožkou, lupy nebo prachem.

Použití:

- na operačních sálech

Druhy:

- s gumičkou, se šňůrkami, s potítkem
- sterilní (sterilizované parou) a nesterilní
- barva: modrá

Rozměry a balení:

- sterilní: baleno v blistrech po 1 ks
- nesterilní: baleno v kartonové krabici po 100 ks



>>