

Zástěry jsou vyrobeny z netkané textilie potažené ochranným filmem, který je nepropustný pro kapaliny a mikroorganismy.

Použití:

- další ochrana při dlouhých zákrocích s větším množstvím uniklých tekutin

Druhy:

- sterilní (sterilizováno ethylenoxidem) a nesterilní
- barva: modrá

Rozměry a balení:

- rozměry: 67 cm x 90 cm, 87 cm x 120 cm, 87 cm x 150 cm
- sterilní: baleno v papírovém sáčku s fólií po 1 ks
- nesterilní: baleno ve fóliových sáčcích po 40 a po 50 ks



**MD**

Sterilní prostředky jsou certifikovány oznamovacím subjektem TÜV Nord Polska Sp. z o.o. a nesou značku CE s číslem 2274

>>