

Operační soupravy Medidress jsou vyrobeny z látek, díky nimž jsou měkké a jemné. Speciální vazba příze použitá v látce poskytuje vysoký komfort při nošení oděvu. Soupravy mohou mít bakteriostatickou úpravu látky, která pomáhá předcházet pomnožení bakterií a karbonová vlákna vetkaná v látce působí proti hromadění elektrostatického náboje. Soupravy se skládají z haleny a kalhot nebo z haleny a sukně. Halena má vepředu sedlo, krátké rukávy a tři našité kapsy, které lze na přání zákazníka doplnit barevnými svislými lemy. Po stranách má halena barevně obšité rozparky, které umožňují volný pohyb. Kalhoty jsou rovné, v pase řešené do gumy se šňůrkami pro nastavení obvodu. Sukně je rovná (zavinovací), s páskem a šňůrkami na zavázání v pase.

#### Použití:

- oděv pro zdravotnický personál operačních sálů; výrobek vyhovuje požadavkům normy EN 13795

#### Druhy:

- nesterilní
- polyester: modrá, zelená, oranžová, šedá
- směs polyester-bavlna: modrá, zelená, červená

#### Rozměry a balení:

- velikost: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL; výška: 158-164; 170-176; 182-188 – rozlišujte velikost podle barvy šňůrek a všitých rozparků
- 1 set v balení
- [detailní rozměry jednotlivých velikostí](#)



>>