

Operační roušky a návleky Medidrape jsou vyrobeny ze dvou typů tkanin: v méně kritické zóně jsou vyrobeny z lehké paropropustné polyesterové tkaniny s přídavkem uhlíkových vláken, které mají antistatické vlastnosti, a v kritické zóně jsou vyrobeny z třívrstvého laminátu.

Modulární systém roušek a krytů umožňuje libovolné skládání chirurgických souprav v závislosti na potřebách a typu lékařského zákroku.

Použití:



- zakrytí operačního pole během chirurgických zákroků; výrobek splňuje požadavky normy EN 13795
- ochrana pacienta, zdravotnického personálu a zdravotnické techniky při operačních zákrocích; výrobek splňuje požadavky normy EN 13795

Druhy:

- nesterilní
- barva: zelená, modrá

Rozměry a balení:

- návlek na pomocný stolec: 180 cm x 140 cm
- návlek na instrumentační stolec: 160 cm x 75 cm
- návlek na nohy: 75 cm x 33 cm, 100 cm x 45 cm
- roušky: 370 cm x 228 cm (s otvorem 22 cm x 23 cm), 300 cm x 240 cm (s otvorem 20 cm x 20 cm), 240 cm x 220 cm (s výstřihem ve tvaru "U" 80 cm x 15 cm), 240 cm x 180 cm, 220 cm x 220 cm (s trojúhelníkovým otvorem a rozparkem, 220 cm x 150 cm, 150 cm x 100 cm (s výstřihem ve tvaru "U" 50 cm x 8.5 cm), 90 cm x 90 cm
- balení po 1 ks
- [složení individuální sady](#)



>>