

Operační soupravy Medidress jsou vyrobeny z látek, díky nimž jsou měkké a jemné. Speciální příze použitá v elano-bavlněné látce poskytuje vysoký komfort při nošení a hustá vazba v polyesterové látce garantuje dlouhodobou nositelnost. Oděvy mohou mít bakteriostatickou úpravu látky, která pomáhá předcházet množení bakterií a karbonová vlákna vetkaná v látce působí proti hromadění elektrostatického náboje. Šaty jsou rovné, u krku mají výstřih ve tvaru V, s krátkým rukávem, vepředu je našitá kapsa.

Použití:

- oděv pro zdravotnický personál operačních sálů; výrobek vyhovuje požadavkům normy EN 13795

Druhy:

- nesterilní
- polyester: modrá, zelená, oranžová
- směs polyester-bavlna: modrá, zelená, červená

Rozměry a balení:

- XS, S, M, L, XL, XXL
- balení po 1 ks
- [detailní rozměry jednotlivých velikostí](#)


[>>](#)