

Masky jsou vyrobeny ze tří vrstev netkané textilie, která nedráždí pokožku, a jsou hypoalergenní.

Díky vnitřní filtrační vrstvě s minimálním stupněm filtrace BFE $\geq 98\%$ biologických aerosolů chrání před kapičkovými infekcemi. Masky se vyznačují vysokou propustností vzduchu a mají speciální vložku pro modelování nosu. Měkké a pružné úchyty za uši umožňují připevnění masky na obličej a jemná netkaná textilie, z níž jsou vyrobeny, nedráždí ani netlačí. Masky splňují požadavky normy EN 14683: 2019 pro typ II.

Použití:

- ochrana operačního pole před kontaminací olupující se pokožkou a vousy
- omezení přenosu infekčních agens z personálu používajícího masku na operační pole během lékařských zákroků
- eliminace emise patogenů z nosu a úst asymptomatického nosiče nebo pacienta s klinickými příznaky


Druhy:

- s elastickými prvky pro přichycení na obličej
- nesterilní
- barva: modrá

Rozměry a balení:

- nesterilní: balení v krabičce po 50 ks
- nesterilní: velikost M a velikost L v krabičce po 30 ks a v prezentačním boxu

Preparing for use / Vorbereitung zur Verwendung / Подготовка к применению / Przygotowanie do użycia



MD

