

Chirurgické pláště Medidress Perfect jsou vyrobeny ze dvou typů tkanin: lehké polyesterové tkaniny a třívrstvého laminátu v kritických zónách produktu. Design šatů umožňuje aseptické oblékání a dlouhé polyesterové manžety těsně přiléhají k zápěstí. Manžeta má navíc všité poutko, které se dá nasadit na prst, což brání shrnutí rukávů a zároveň zaručuje, že rukáv nevyklouzne zpod rukavice.

Použití:

- oděv pro zdravotnický personál, používaný při dlouhotrvajících, vysoce invazivních lékařských výkonech; výrobek vyhovuje požadavkům normy PN EN 13795

Druhy:


- nesterilní
- barva: zelená, modrá

Rozměry a balení:

- S, M, L, XL, XXL
- balení po 1 ks
- [detailní rozměry jednotlivých velikostí](#)



6



MD

Sterilní prostředky jsou certifikovány oznamovacím subjektem TÜV Nord Polska Sp. z o.o. a nesou označení CE s číslem 2274. Posudzovanie shody výrobků bylo omezeno na zcela nové výrobky (nezahrnuje proces sterilizace po uvedení na trh)

>>