

Chirurgické pláště jsou vyrobeny z polyesterové tkaniny a jsou prodyšné. Speciální antistatická povrchová úprava zaručuje bezpečné používání výrobku obsluhou. Design šatů umožňuje aseptické oblékání a dlouhé polyesterové manžety těsně přiléhají k zápěstí. Manžeta má navíc všité poutko, které se dá nasadit na prst, což brání shrnutí rukávů a zároveň zaručuje, že rukáv nevyklouzne zpod rukavice.

Použití:


- oděv pro zdravotnický personál, používaný při kratších, minimálně invazivních lékařských výkonech; výrobek vyhovuje požadavkům normy EN 13795

Druhy:

- nesterilní
- barva: zelená, modrá

Rozměry a balení:

- S, M, L, XL, XXL
- balení po 1 ks
- [detailní rozměry jednotlivých velikostí](#)



6

MD

Sterilní prostředky jsou certifikovány oznamovacím subjektem TÜV Nord Polska Sp. z o.o. a nesou označení CE s číslem 2274. Posudzovanie shody výrobků bylo omezeno na zcela nové výrobky (nezahrnuje proces sterilizace po uvedení na trh)

