

Operační pláště PERFECT jsou vyrobeny z polypropylenové netkané textilie a v kritických zónách (na přední straně a na předloktích) jsou vyztuženy ochranným laminátem. Zajišťují kompletní ochranu proti prostupu mikrobů a kapalin. Každý plášť je volný, široký a umožňuje přesné zakrytí chirurga trupu. Rukávy mají bežešvé bezprašné polyesterové manžety, které přesně objímají zápěstí. Dvě sady šňůrek umožňují nejprve „špinavé“ a potom „čisté“ zavázání. Speciální karton s upevněnými externími šňůrkami umožňuje aseptické použití šňůrek, a harmonikové provedení umožní chirurgovi rychlé nasazení, které zvládne sám.

Použití:

- pro dlouhé operace s velkým množstvím uniklých tekutin

Druhy:

- sterilní (sterilizované ethylenoxidem) a nesterilní
- sterilní s utěrkami na ruce z netkané textilie
- sterilní s utěrkami na ruce z netkané textilie (navíc zabalené do krepového papíru)
- barva: modrá

Velikosti a balení:

- velikosti: M, L, XL, XXL
- sterilní: baleno do papírového sáčku s fólií po 1 ks
- nesterilní: baleno ve fóliových sáčcích po 10 ks



MD

Sterilní prostředky jsou certifikovány oznamovacím subjektem TÜV Nord Polska Sp. z o.o. a nesou značku CE s číslem 2274

>>