

Chirurgické pláště STANDARD jsou vyrobeny z polypropylenové netkané textilie. Poskytují ochranu před kontaminací vlasy, olupující se pokožkou a prachem. Pláště jsou volné, široké a dokonale kryjí operatérův hrudník. Rukávy mají bezešvou bezprašnou polyesterovou manžetu, která přesně obepíná zápěstí. Dvě sady zavazovacích šňůrek umožňují nejprve „špinavé“ a poté „čisté“ vázání. Speciální karton s upevněnými externími šňůrkami umožňuje aseptické použití šňůrek, a harmonikové provedení umožní chirurgovi rychlé nasazení, které zvládne sám.

Použití:

- pro kratší operace s menším množstvím tekutin

Druhy:

- sterilní (sterilizované parou) a nesterilní
- sterilní s ručníky z netkané textilie
- sterilní s ručníky z netkané textilie a dalším obalem v krepovém papíru
- barva: modrá

Rozměry a balení:

- velikost: M, L, XL, XXL
- sterilní: baleno v papírovém sáčku po 1 ks
- nesterilní: baleno v papírovém sáčku po 10 ks



MD

Sterilní prostředky jsou certifikovány oznamovacím subjektem TÜV Nord Polska Sp. z o.o. a nesou značku CE s číslem 2274

>>