

- souprava sterilního krytí s různým počtem vrstev a v různé velikosti
- balení je přizpůsobeno individuálním potřebám zákazníků
- kombinace krytí v jednom balení snižuje množství odpadu
- jeden společný obal šetří náklady
- díky použití jediného obalu je sníženo riziko kontaminace sterilního výrobku

Použití:

- absorpce tekutin během ambulantních a operačních zákroků

Druhy:

- sterilní
- krytí z gázy: osnova (13-, 17-nitkové), počet vrstev (8-, 12-, 16-vrstvé), s nebo bez rentgenově detekovatelného vlákna
- krytí z netkané textilie: gramáž (30 g/m², 40 g/m²), počet vrstev (4-, 6-, 8-vrstvé), s nebo bez rentgenově detekovatelného vlákna
- na vyžádání – svázané po celcích (pro snadnější počítání)

Rozměry a balení:

- kombinace rozměrů: 5 cm x 5 cm, 7.5 cm x 7.5 cm, 10 cm x 10 cm, 10 cm x 20 cm obsaženo v 1 obalu



>>