

Syntetická podložka pod sádro tvoří pohodlnou vnitřní výstelku sádrového odlitku. Podložka chrání pokožku pacienta před vysušením, snižuje riziko vzniku oděrek a veškerých podráždění. Podložka je měkká a nadýchaná, takže se skvěle přizpůsobí povrchu pokožky pacienta i sádrové fixaci.

Spolu s ochranným podvlekm Tubula COTTON tvoří ideální, kompletní obvaz pod sádro.

Použití:


- pro ochranu pokožky před podrážděním a teplem vyzařovaným tvrdnoucím sádrovým obvazem
- součást obvazu pod sádro
- ochrana pokožky pod tlakovou bandáží

Druhy:

- sterilní (sterilizované parou) a nesterilní

Rozměry a balení:

- nesterilní v šířce 6 cm, 10 cm, 12 cm, 15 cm, 20 cm a 25 cm a v délce 3 m, balení po 12 ks
- sterilní v šířce 6 cm, 10 cm, 12 cm, 15 cm a v délce 3 m, balení po 1 ks



Sterilní prostředky jsou certifikovány oznamovacím subjektem TÜV Nord Polska Sp. z o.o. a nesou značku CE s číslem 2274

