

Syntetické ochranné podvleky se používají jako první vrstva obvazu pod sádro.

Spolu s podkladem pod sádro Matosoft SYNTHETIC tvoří kompletní obvaz pod sádro, který poskytuje pokožce pacienta plnou ochranu před podrážděním a teplem vyzařovaným tvrdnoucí sádrovou fixací. Chrání pacientovu pokožku před ostrými hranami sádrové fixace. Nepohlcuje pot ani vlhkost.

Použití:

- pro ochranu pokožky před podrážděním a teplem vyzařovaným tvrdnoucím sádrovým obvazem
- součást obvazu pod sádro
- ochrana pokožky pod tlakovou bandáží

Druhy:

- nesterilní

Rozměry a balení:

- v šířce 7 cm, 10 cm, 15 cm a v délce 10 m, balení po 1 ks



MD

>>