

- zhotovené z bavlněné gázy bělené bezchlórovou metodou se šňůrkami
- šňůrky určují tvar tamponády a usnadňují její odstranění z operačního pole
- možnost sterilizace produktu dodaného v nesterilní verzi

## Použití:

- pro použití při chirurgických a ambulantních zákrocích pro zastavení krvácení a absorpci velkého množství tekutin

## Druhy:

- sterilní
- s 1 nebo 2 šňůrkami

## Rozměry a balení:

- dostupné ve velikostech: 2.5 cm x 3 cm, 2 cm x 1.5 cm, 3 cm x 2 cm, 3.5 cm x 2.5 cm, 3 cm x 4 cm, 5 cm x 5 cm
- sterilní: balení po 1 ks

**POZNÁMKA:** Pro invazivní zákroky používejte pouze odvinutý produkt.



**MD**

Prostředky jsou certifikovány oznamovacím subjektem  
TÜV Nord Polska Sp. z o.o. a nesou značku CE s číslem  
2274

>>