

- vyrobené z bavlněné gázy bělené bez použití chlóru nebo z netkané textilie
- všechny okraje jsou založeny dovnitř, což znemožňuje vytažení volného vlákna
- drobný operační materiál s vysokými absorpčními schopnostmi
- různé velikosti pro jednotlivé tvary umožňují zvolit longetu s odpovídající absorpční schopností dle potřeby
- možnost sterilizace produktu dodaného v nesterilní verzi

Použití:

- pro odsávání tělních tekutin v operačních i ambulantních podmínkách
- pro dezinfekci operačního pole

K použití ve smotaném stavu.

Druhy:

- sterilní a nesterilní
- s RTG kontrastním vláknem a bez
- 4- a 8-vrstvé

Rozměry a balení:

- sterilní: balení po 1 ks, po 2 ks, po 5 ks
- nesterilní: balení po 68 ks, po 120 ks, po 200 ks
- rozměry: 1 m x 1 cm, 1 m x 2 cm, 1 m x 5cm, 2 m x 1 cm, 2 m x 2 cm, 2 m x 5 cm, 2 m x 10 cm, 2 m x 15 cm

POZNÁMKA: Pro invazivní zákroky používejte pouze odvinutý produkt.



>>