

- vyrobené z bavlněné gázy bělené bez použití chlóru nebo z netkané textilie
- drobný operační materiál s vysokými absorpčními schopnostmi
- tvarová různorodost umožňuje precizní přizpůsobení sušení individuálním potřebám / činnostem
- různé velikosti pro jednotlivé tvary umožňují zvolit sušení s odpovídající absorpční schopností dle potřeby
- mohou být sterilizovány

## Použití:

- pro odsávání tělních tekutin v operačních i ambulantních podmínkách
- pro dezinfekci operačního pole

## Druhy:

- sterilní a nesterilní
- s RTG kontrastním vláknem a bez
- dostupné tvary: kulaté, trojúhelníkové, fazolovité, zrnkové, pro laryngologii

## Rozměry a balení:

- sterilní: balení po 3 ks, 5 ks, 10 ks a 2 x 3 ks ve dvou komorách blistru (dvojitý blister)
- nesterilní: balení po 25 ks, 50 ks, 100 ks, 200 ks, 500 ks
- široká škála velikostí

**POZNÁMKA:** Pro invazivní zákroky používejte pouze odvinutý produkt.



>>