

- vyrobeno z odolného materiálu, který se dokonale přizpůsobí tělu
- zoubkované hrany po obou stranách umožňují snadnější ruční odtržení požadované délky
- lepidlo obsahuje oxid zinečnatý, který snižuje riziko podráždění pokožky

Použití:


- fixace obvazů
- fixace sond, katétrů a těžších lékařských přístrojů

Druhy:

- nesterilní

Rozměry a balení:

- dostupné v délce: 5 m a v šířkách 1.25 cm, 2.5 cm a 5 cm
- nesterilní: baleno v závislosti na rozměru



>>