

- zhotovené z pružného, pevného tkaného materiálu
- absorpční polštářek umístěný uprostřed je chráněn mikrosítkou, která zabraňuje jeho přilnutí k ráně
- akrylové lepidlo nezpůsobuje podráždění
- možnost stříhání náplasti podle individuální potřeby

## Použití:

- pro ošetřování oděrek, poranění a menších ran u osob s normální citlivostí pokožky

## Druhy:

- nesterilní

## Rozměry a balení:

- dostupné v rozměrech: 6 cm x 1 m, 8 cm x 1 m
- nesterilní: baleno po 1 ks

