

Vysoce kvalitní elastické obinadlo s pružností 100% pro všestranné využití. Obinadlo si uchovává pružnost i po několika vypráních, což je zajištěno vhodnou kombinací přírodních a syntetických vláken.

Krepová struktura obinadla zlepšuje vzájemnou přilnavost jednotlivých vrstev obvazu a nesklouzává.

Ke každému obinadlu je přibalena svorka, která usnadňuje upevnění obvazu.

Na více použití.

Použití:

- při prevenci a léčbě poranění pohybového aparátu, zejména distorze nebo kontuze
- jako lehce kompresivní obvaz (při léčbě onemocnění povrchových žil)
- obinadlo/podpůrný obvaz pro fixaci obvazů

Druhy:

- sterilní (sterilizované parou) a nesterilní

Rozměry a balení:

- sterilní: 12 cm, 15 cm v délce 4 m a 10 cm, 12 cm, 15 cm v délce 5 m, balení po 1 ks
- sterilní: 15 cm v délce 4 m a 15 cm v délce 5 m, balení po 2 ks
- nesterilní: 8 cm, 10 cm, 12 cm, 15 cm a v délce 4 m, baleno do fólie po 1 ks
- nesterilní: 8 cm, 10 cm, 12 cm, 15 cm a v délce 5 m, baleno do krabiček nebo fólie po 1 ks

Délka měřena v nataženém stavu.



MD

